

TEST DI RICOMPOSIZIONE DI FRAMMENTI

Versione
di
Spinnler e Tognoni, 1987


Materiali di somministrazione

"Kit del Neuropsicologo Italiano"


C. Barletta-Rodolfi, F. Gasparini, E. Ghidoni
Società Italiana di Neuropsicologia – Bologna (2011)


Schema di Disposizione dei dischetti

ESEMPIO: disporre i dischetti dell'esempio sul tavolo nel seguente ordine:



TEST: disporre una fila per volta come nel seguente schema, attendere di aver terminato una ricomposizione prima di disporre la fila successiva





Istruzioni per l'uso: stampare su cartoncino bianco piuttosto rigido (almeno 240 gr/m²) le due pagine precedenti. Tagliare i dischetti del secondo foglio. Il primo foglio può essere piegato lungo la linea tratteggiata verticale, eliminando le parti in grigio, ed utilizzato come busta-contenitore dei dischetti incollando la base e il lato lungo, e ripiegando la busta sul tratteggio orizzontale.